

NEW

Công nghệ Sphereon®
cung cấp độc quyền bởi
MSD Animal Health



Tăng cường bảo hộ IB

Nobilis® IB Primo QX

Protectotype™



MSD
Animal Health

IBV chủng QX

Virus IB chủng QX (ngoài ra còn được biết với tên chủng D388), xảy ra lần đầu tiên ở Trung Quốc và lan rộng khắp Châu Âu vào năm 2004, sau hơn 10 năm, chủng QX đã lan rộng ra nhiều nước trên thế giới. Chủng QX với độc lực đặc trưng gây thiệt hại đến sức khỏe đàn gia cầm với biểu hiện cận lâm sàng ảnh hưởng đến lợi nhuận nhà chăn nuôi.


Virus IB

- Virus IB thuộc coronavirus, tác động không chỉ trên đường hô hấp mà cả đường tiết niệu.
- Tổn thương thận.
- Gà nhiễm có biểu hiện hô hấp, gây giảm trứng trên gà đẻ & gà giống, chậm tăng trọng trên gà thịt.
- Kiểm soát tốt nhất bằng an toàn sinh học & vaccine.
- Nobilis® của MSD AH cung cấp toàn diện dòng vaccine IB bao gồm cả vaccine sống & vaccine bất hoạt cho gà đẻ, gà giống & gà thịt.

Hình dáng “chim cánh cụt” với biểu hiện “đẻ giả” và hình ảnh mổ khám

Chủng QX

- Bắt đầu từ Trung Quốc & lan rộng sang nhiều nước trên thế giới từ 2004.
- Biểu hiện điển hình của IB trên gà đẻ gà giống & gà thịt.
- Biểu hiện lâm sàng: hô hấp, tổn thương thận, giảm trứng (số lượng & chất lượng) bao gồm “ đẻ giả”.
- Hậu quả của nhiễm IBV là: giảm năng suất nghiêm trọng trên gà thịt, giảm năng suất trứng trên gà đẻ & gà giống.




Nobilis® IB Primo QX

Nobilis® IB Primo QX hoàn thiện dòng vaccine IB của MSD AH. Vaccine mới này được phát triển để bảo hộ gà đẻ, gà giống, gà thịt do chủng QX & có thể dùng từ 1 ngày tuổi.

Đặc điểm & lợi ích

- Linh hoạt sử dụng từ 1 ngày tuổi.
- Chủng từ nhà máy áp cho kết quả chính xác hơn và giảm thất thoát.
- Có thể phun/ nhỏ mắt/nhỏ mũi.
- Tương thích khi kết hợp với Nobilis® IB Ma5 hoàn thiện chương trình protectotype – pha chung với Nobilis® IB Ma5 trước khi nhỏ/ phun.
- Chỉ định : tạo miễn dịch chủ động cho gà từ 1 ngày tuổi phòng các biểu hiện hô hấp do IBV serotype D388/QX.
- Có miễn dịch: sau 3 tuần.
- Miễn dịch kéo dài: 8 tuần.
- Tương thích với Nobilis® IB Ma5 từ 1 ngày tuổi.



Công nghệ Sphereon

Vaccine Sphereon là vaccine virus sống được đóng gói gọn nhẹ, hộp nhôm dễ mở. Vaccine Sphereon có cùng công thức với vaccine Nobilis® dạng bánh đưng trong lọ thủy tinh.

Thông minh

- Màu sắc được mã hóa để dễ dàng nhận diện & giúp đảm bảo dùng đúng vaccine.
- Mỗi hộp có chứa một số lượng viên vaccine đảm bảo tối ưu hóa yêu cầu bảo hộ. Số viên vaccine có thể khác nhau ở các lô khác nhau.
- Hộp nhôm có trọng lượng nhẹ, dễ vận chuyển, bảo quản và dễ loại bỏ, có thể tái sử dụng.



Đơn giản

- Dễ thao tác, pha chế.
- Không cần mở vaccine dưới nước, tránh nhiễm khuẩn chéo khi pha vaccine.
- Có đóng gói liều lớn.

Dễ hòa tan

- Tan nhanh trong nước.
- Tiết kiệm thời gian pha.
- Tạo dung dịch đồng nhất.

Hướng dẫn sử dụng

1. Mở seal hộp Sphereon
- 2a. Đổ hoàn toàn vaccine Sphereon qua phễu vào chai nước pha nhỏ mắt
- 2b. Đổ vaccine vào nước pha để phun
3. Khuấy/lắc đều dung dịch vaccine
4. Chủng vaccine




Khuyến cáo

- Nhiệt độ bảo quản vaccine từ 2°C - 8°C.
- Đảm bảo vật dụng pha vaccine phải sạch.
- Đọc kỹ nội dung trên nhãn đi kèm về các khuyến cáo khi sử dụng sản phẩm.
- Không dùng vaccine khi viên vaccine nổi trên mặt nước.
- Đếm đủ số viên khi pha để đảm bảo đúng/đủ liều. Số viên có thể khác nhau ở các lô khác nhau.
- Hộp vaccine sau khi mở phải sử dụng hết ngay lập tức.
- Không sử dụng vaccine nếu hộp vaccine bị hở hoặc các viên vaccine có dấu hiệu teo, mất nước.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ nhân viên MSD Animal Health tại địa phương.

MSD Animal Health - Tối ưu hóa hiệu quả chương trình vaccine

Protecto^{type}™



MSD
Animal Health